中華民國 112 年 8 月 15 日農試化字第 1122136608 號函發布

TARI S202.1B

一、 方法概要

土壤樣品加入鹽酸和硝酸(體積比 3:1, 王水)混合,以微波消化爐進行加熱分解,消 化液經定量後以感應耦合電漿原子放射光譜分析儀進行分析。

二、 適用範圍

本方法適用土壤或其他類似基質中鎘、鉻、銅、鎳、鉛及鋅等重金屬含量之檢測。

三、干擾

- 1. 本方法對於以王水無法消化完全之金屬氧化物,僅能得到部分消化萃取溶出的重金屬。
- 2. 樣品中所含之有機碳需少於 20%,否則應添加額外硝酸處理之。
- 3. 若於樣品乾燥的過程中會導致金屬的逸失,則改以未乾燥的樣品進行消化。
- 4. 消化萃取液中含有高濃度的基質,會造成測定時光譜干擾或背景濃度的干擾。

四、設備及材料

- 1. 土壤前處理及含水量測定
 - (1) 研磨器:以瑪瑙、氧化鋯、木桿或其他不干擾分析的材質製成。可將乾燥土壤、 底泥等樣品研磨至粒徑小於 0.5 mm 且容易清理者。
 - (2) 標準篩網:孔目為 0.5 mm,以不銹鋼或尼龍材質製成。
 - (3) 電子天平: 可精秤至 0.1 mg。
 - (4) 烘箱:自動控溫,附排氣設備,可維持溫度 105±5 °C者。
- 2. 消化處理
 - (1) 鐵氟龍高壓消化瓶: 容積 55 mL。
 - (2) 超高載微波消化器。
 - (3) 分注器:10 mL。
 - (4) 濾紙:定量中等細孔規格,如 Whatman No. 42 或同級品。
 - (5) 定量瓶:50 mL。
 - (6) 可調式微量吸管:1 mL、5 mL。
 - (7) 塑膠試管:須符合 ICP-OES 自動取樣器規格。
- 3. 檢量線標準品配製
 - (1) 可調式微量吸管:1 mL、5 mL和 10 mL。
 - (2) 定量瓶: Pyrex A 或同級品, 100 mL 和 1000 mL。
- 4. 測試儀器
 - (1) 威應耦合電漿原子發射光譜分析儀(ICP-OES)。

中華民國 112 年 8 月 15 日農試化字第 1122136608 號函發布

TARI S202.1B

五、 試劑

檢測時使用的試劑採分析試藥級。若須使用其他等級試藥,在使用前必須要確認該 試劑有足夠高的純度,使檢測結果的準確度不致降低。

- 1. 試劑水:本方法中所用的水皆為去離子水。
- 2. 濃鹽酸, HCl: 應分析其不純物含量。
- 3. 濃硝酸, HNO3: 應分析其不純物含量。
- 4. 儲備標準溶液:採用市售 ICP 等級之可追溯 1000 mg L-1 之儲備標準溶液,保存期限 依原廠標示。
- 5. 稀釋用試劑:準備 1000 mL 定量瓶, 先加入約 700 mL 試劑水, 再加入 120 mL 濃鹽酸與 40 mL 濃硝酸,以試劑水定量至標線。
- 6. 中間標準溶液配製

檢量線配製過程中若取用儲備標準液體積低於 1 mL 者,則需加配中間標準溶液,以免造成校正液基質濃度與樣品差異過大,影響分析正確性。

- (1) 100 mg L⁻¹: 以微量吸管吸取 1000 mg L⁻¹銅、鋅、鉻、鎳、鉛標準液 10 mL,分別以稀釋用試劑定量至 100 mL。
- (2) 10 mg L⁻¹: 以微量吸管吸取 1000 mg L⁻¹ 銅、鋅、鎘、鉻、鎳、鉛標準液 1 mL,分別以稀釋用試劑定量至 100 mL。
- (3) 1 mg L^{-1} : 以微量吸管吸取 10 mg L^{-1} 鎘中間標準溶液 10 mL,以稀釋用試劑定量至 100 mL。

7. 檢量線配製

以感應耦合電漿原子發射光譜儀分析樣品時,其待測元素皆配製於同一標準液中,故配製檢量線濃度時需避免元素間相互污染干擾,尤其當加入高濃度元素時若有低濃度待測元素污染,將影響分析準確度。檢量線配製所添加各儲備標準液體積及其最終濃度如表一。

六、步驟

1. 樣品前處理

為使土壤樣品均勻化、增加表面積及提高反應效率,應風乾並研磨樣品使通 0.5 mm(35 mesh)孔目之篩網。

- 2. 土壤重金屬分析之測定
 - (1) 測定土壤中水分含量
 - a. 取乾淨附蓋稱量瓶置於烘箱內,以 105±5℃乾燥,然後蓋上蓋子移至乾燥器內冷卻至少 45 分鐘,測定密閉稱量瓶的重量(m₀),精秤至 10 mg。以藥杓將 10 至 15 g 土壤置入稱量瓶中,加蓋精秤稱量瓶及土壤重(m₁)準確至10 mg。
 - b. 將土壤、稱量瓶及瓶蓋放入 105°C烘箱中, 直至恆重。

中華民國 112 年 8 月 15 日農試化字第 1122136608 號函發布

TARI S202.1B

c. 稱量瓶加蓋於乾燥器中冷卻至少 45 分鐘。

d. 取出加蓋稱量瓶,旋即精秤乾燥後土壤及稱量瓶重量(m2),精秤至 10 mg。

e. 水分含量計算

水份含量
$$W_{H,0}(m/m,\%) = \frac{m_1 - m_2}{m_2 - m_0} \times 100$$

m₀:含蓋稱量瓶空重(g)

m₁:含蓋稱量瓶及風乾土或田間含水土壤重(g)

m2:含蓋稱量瓶及烘乾土重(g)

(2) 分析操作程序

a. 秤取土壤樣品約 0.5 g(精秤至 1 mg)(風乾且通過 0.5 mm(35 mesh)篩網),置於 55 mL 鐵氟龍高壓消化瓶中。

b. 緩慢加入 6 mL 濃鹽酸,再慢慢加入 2 mL 濃硝酸,搖盪充分混合均勻。若 樣品加酸會產生強烈氣泡,則需小心逐滴加入。

c. 加酸完成之消化瓶,於瓶口放上壓力塞並鎖緊上蓋(可利用電動鎖瓶機鎖緊上蓋),將鎖緊消化瓶插入外套筒後依序擺放至承載轉盤,視樣品數量多寡,消化瓶需對稱擺放於承載轉盤,消化瓶擺放完畢後移至超高載微波消化器中準備進行加熱步驟。

d. 微波消化器功率、加熱時間、維持時間及溫度設定如下(各實驗室應依所使用之微波消化器及樣品特性調整微波加熱條件,並進行確效評估):

功率(W)	加熱時間(min)	維持時間(min)	設定溫度(℃)	
1600	20	20	180	

- e. 乘載轉盤置入爐腔準備啟動前,需再次確認乘載轉盤是否平穩轉動,確認 完畢關上爐門開始微波消化。
- f. 微波消化步驟結束,將乘載轉盤取出置於抽氣櫃,待樣品冷卻至室溫,小心轉開上蓋取下壓力塞,將消化瓶內消化液以去離子水洗入 50 mL 定量瓶內且定量至標線,蓋上量瓶瓶塞後搖晃均勻。
- g. 以 Whatman No. 42 濾紙過濾,將濾液倒入塑膠試管並封上 PARAFILM, 等待上機分析。
- h. 消化後溶液,可直接以感應耦合電漿原子發射光譜儀分析(分析方法參照各實驗室儀器之操作手冊),並由相對應檢量線上求得銅、鋅、鎘、鉻、鎳、鉛金屬濃度;樣品濃度過高時應以稀釋用試劑稀釋。
- i. 儀器分析波長:

元素	銅	鋅	銿	鉻	鎳	鉛
波長	324.754	213.856	228.802	267.716	231.604	220.353

中華民國 112 年 8 月 15 日農試化字第 1122136608 號函發布

TARI S202.1B

七、 結果處理

土壤中各元素濃度C(mg kg⁻¹) = A × V × $\frac{f}{W}$ × $\left(\frac{(100+W_{Ho})}{100}\right)$

A: 檢量線求得之濃度(mg L-1)

V: 樣品經過濾或離心後定量之最終體積(mL)

f:上機時之稀釋倍數

W: 風乾土壤取樣量(g)

W_{H₂O}: 風乾土水分含量(m/m,%)

八、品質管制

1. 儀器查核校正

每日感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-OES)使用前需做儀器校正。

- 2. 檢量線
 - (1) 檢量線確認:進行感應耦合電漿原子發射光譜儀分析時,檢量線的線性相關係數(R值)應大於或等於0.995。完成檢量線製作後,以另一不同來源或不同批號之標準品進行濃度確認,其相對誤差值應在±20%以內。
 - (2) 檢量線查核:完成檢量線製作後,每 10 個樣品分析完成後進行檢量線查核, 以檢量線次高濃度之標準溶液進行,其相對誤差值應在±20%以內。
- 3. 例行性空白、重複及品管查核樣品分析
 - (1) 批次規則說明:以20個樣品數為一個分析批次,不足20個樣品則仍以一個批次計。
 - (2) 空白樣品分析:每批樣品至少要做1個空白試驗,以檢查系統是否遭受污染或 是否有跨樣效應存在。
 - (3) 重複樣品分析:每批次樣品至少應執行1個重複樣品分析。重複分析所得相對 差異百分比(RPD)應在20%範圍以內。
 - (4) 查核樣品分析:實驗室應自行準備查核標準品或標準參考物質,並以此作為品管查核樣品。每批次樣品至少要做1個品管查核樣品分析,以檢驗方法的準確度。所得品管查核樣品分析值回收率應在100±20%範圍以內。

九、 精密度與準確度

單一實驗室執行標準參考物質 CRM045 及 CRM023 分析結果如表二及表三,回收率均在 100±20%,相對標準偏差均在允收標準 20%範圍以內。

十、參考資料

中華民國 112 年 8 月 15 日農試化字第 1122136608 號函發布

TARI S202.1B

- 1. 行政院環境保護署,土壤中重金屬檢測方法-微波輔助王水消化法 NIEA S301.61B,中華民國 108 年。
- 2. 行政院環境保護署,感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA M104.02C,中華民國 103 年。
- 3. 行政院環境保護署,環境檢驗方法偵測極限測定指引 NIEA-PA107,中華民國 94 年。
- 4. Chen, M.; Ma, L. Q., Comparison of Three Aqua Regia Digestion Methods for Twenty Florida Soils. *Soil Science Society of America Journal* **2001**, 65 (2), 491-499.
- 5. Soil quality Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc in aqua regia extracts of soil Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods *International Organization for Standardization* **1998**, *ISO11407:1998*.
- 6. Soil quality Pretreatment of samples for physico-chemical analysis. *International Organization for Standardization* **2006**, *ISO* 11464:2006.
- 7. Soil quality Determination of dry matter and water content on a mass basis Gravimetric method. *International Organization for Standardization* **1993**, *ISO* 11465:1993.

中華民國 112 年 8 月 15 日農試化字第 1122136608 號函發布

TARI S202.1B

表一、檢量線配製所添加之各儲備標準液體積及其最終濃度

= \$ 1.50							
元素名稱		std1	std2	std3	std4	std5	std6
銅 Cu	最終濃度(mg L ⁻¹)	0	0.02	0.1	0.2	1	2
	取用濃度(mg L-1)	0	10(mg L ⁻¹)	100(mg L ⁻¹)		1000(mg L ⁻¹)	
Cu	取用體積(mL)	0	2	1	2	1	2
ራ ት	最終濃度(mg L-1)	0	0.02	0.1	0.4	2	6
鋅 7	取用濃度(mg L-1)	0	10(mg L ⁻¹)	100(mg L ⁻¹)		1000(mg L ⁻¹)	
Zn	取用體積(mL)	0	2	1	4	2	6
∆ 5	最終濃度(mg L-1)	0	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05
鎘 Cd	取用濃度(mg L-1)	0	1(mg L ⁻¹)		10(mg L ⁻¹)		
	取用體積(mL)	0	2	5	1	2	5
鉻	最終濃度(mg L-1)	0	0.01	0.05	0.2	1	2.5
丘 Cr	取用濃度(mg L-1)	0	10(mg L ⁻¹)		100(mg L ⁻¹)	g L ⁻¹) 1000(mg L ⁻¹)	
Cr	取用體積(mL)	0	1	5	2	1	2.5
鎳	最終濃度(mg L-1)	0	0.02	0.1	0.2	1	2
Ni	取用濃度(mg L-1)	0	10(mg L ⁻¹)	100(mg L ⁻¹)		1000(mg L ⁻¹)	
	取用體積(mL)	0	2	1	2	1	2
l Pb l	最終濃度(mg L-1)	0	0.01	0.05	0.25	1	5
	取用濃度(mg L-1)	0	10(mg L ⁻¹)		100(mg L ⁻¹)	1000(mg L ⁻¹)	
	取用體積(mL)	0	1	5	2.5	1	5

以微量吸管吸取各元素標準液濃度所需之體積,添加於 1000 mL 定量瓶中,再以稀釋用試劑定量至 1000 mL。

中華民國 112 年 8 月 15 日農試化字第 1122136608 號函發布

TARI S202.1B

表二、單一實驗室執行標準參考物質 CRM045(Trace Metals - Silty Clay1)分析結果

元素	銅	鋅	鎘	鉻	鎳
參考值(mg kg ⁻¹)	122	330	1.61	85.3	199
測定值(mg kg ⁻¹)	117 ± 0.86	326 ± 2.7	1.75 ± 0.03	94.2 ± 1.7	186 ± 0.8
重複數	4	4	4	4	4
RSD(%)	0.7%	0.8%	2.0%	1.8%	0.4%
回收率(%)	95.8	98.9	108.8	110.5	93.6

表三、單一實驗室執行標準參考物質 CRM 043(Trace Metals - Sandy Loam 7)分析結果

元素	鉛
確認值(mg kg ⁻¹)	170
測定值(mg kg ⁻¹)	160± 2.02
重複數	4
RSD(%)	1.3
回收率(%)	94